

## Wichtige Information über das Eversense E3 CGM-System und die Magnetresonanztomographie (MRT)

**Der Eversense E3 Sensor kann während eines MRTs genutzt werden. Er muss also nicht im Vorfeld entfernt werden, sondern kann im Arm verbleiben, wenn ein MRT mit den unten aufgeführten Bedingungen durchgeführt wird.**

**Wichtig ist, dass der Smart Transmitter während der Untersuchung entfernt werden muss.**

Vor der Untersuchung sollte das medizinische Fachpersonal über den Eversense E3 Sensor sowie den Smart Transmitter informiert werden.

Vielen Dank.

Francine R. Kaufman, MD  
Chief Medical Officer  
Senseonics, Incorporated

### MRT-spezifische Informationen

Bei Patienten mit diesem Gerät kann unter den folgenden Bedingungen in einem horizontalen, geschlossenen MRT-Gerät („Röhre“) eine MRT-Untersuchung sicher durchgeführt werden:

- Statisches Magnetfeld von 1,5 T bzw. 3 T
- Maximaler räumlicher Magnetfeldgradient von 1900 Gauss/cm ( $\leq 19$  T/m)
- Maximaler vom MR-System angezeigter Ganzkörper-SAR-Wert (über den gesamten Körper gemittelte spezifische Absorptionsrate) von 4 W/kg (kontrollierte Betriebsart 1. Stufe) bei einer 15-minütigen MRT-Untersuchung bzw. von 2 W/kg bei einer 30-minütigen MRT-Untersuchung

Nichtklinische Prüfungen haben ergeben, dass unter den oben genannten Bedingungen ein maximaler Temperaturanstieg des Sensors um weniger als 5,4°C zu erwarten ist. Zudem erstreckte sich das durch das Gerät verursachte Bildartefakt in den nichtklinischen Prüfungen auf ca. 72 mm rund um den Sensor, wenn die Untersuchung mit einer Gradienten-Echopulssequenz und einem MR-System mit 3 Tesla erfolgte.

Der Eversense E3 Sensor wurde nicht in MRT-Geräten getestet, die nicht die oben genannten Bedingungen erfüllen. Den Sensor anderen MRT-Bedingungen auszusetzen kann mögliche Komplikationen herbeiführen, wie Bewegung des Sensors, Aufheizen, Gewebeschäden und/oder Hautverletzungen.