

Une manière simple et rapide de partager vos résultats glycémiques avec votre professionnel de santé

Gérez vos résultats de glycémie depuis l'application CONTOUR®DIABETES App en ligne et partagez-les avec votre professionnel de santé*.

Téléchargez
l'application
CONTOUR®
DIABETES

Créez
un compte



1



2

Téléchargement gratuit



Télécharger dans
iTunes

DISPONIBLE SUR
Google Play

Pour une liste d'appareils compatibles, veuillez visiter compatibility.contourone.com

3

Jumelez votre lecteur
CONTOUR® compatible



4

Gérez vos données
en ligne



Accès rapide et facile
aux données de l'application
CONTOUR®DIABETES App
dans le CONTOUR®CLOUD



Rapide
résumé des données,
affichage intuitif en couleur
de la zone cible



Partage des données p. ex.
avec les membres
de la famille



Pour plus d'informations visitez:
diabetes.ascensia.com

*Les patients doivent être enregistrés sur GlucoContro.online et doivent approuver le partage de leurs données avec leur professionnel de santé.

En seulement trois étapes simples, pour vous connecter à votre professionnel de santé

Attendez l'invitation de votre professionnel de santé

Invitation par e-mail

ou

Invitation par code QR

Recevez une invitation par e-mail et cliquez sur le lien*



*Le professionnel de santé vous envoie une invitation

Connectez-vous avec votre adresse e-mail et mot de passe de votre application CONTOUR®DIABETES

Connectez-vous à GlucoContro.online

Patient Professionnel de santé

Contour Pour vous connecter à votre compte, utilisez les informations d'identification Contour Cloud.

Adresse e-mail

Entrez votre adresse e-mail

Mot de passe [Mot de passe oublié?](#)

Entrez votre mot de passe

Se souvenir de moi

Se connecter Vous n'avez pas de compte ? [Créer un compte](#)



Ascensia Diabetes Care Service
Service Clientèle
061 544 79 90
info@ascensia.ch
www.ascensia-diabetes.ch

1 Scannez le code QR généré lors de la visite

Ajouter un nouveau patient

Manuel Code QR

2

3

Entrez vos informations

[Se déconnecter](#)

Remplir les données personnelles

NN

Sexe

Homme Femme

Type de diabète Type de traitement

Type 2 Oral

poids (kg) taille (cm)

78 180



Vos données de glycémie seront maintenant disponibles pour votre professionnel de santé via GlucoContro.online