

# Contour next link 2.4

Sistema senza fili per il monitoraggio della glicemia

Utilizza solo strisce reattive CONTOUR<sup>®</sup>NEXT




CODIFICA AUTOMATICA

ASCENSIA Diabetes Care

Medtronic

GUIDA RAPIDA

## Strumento



## Microinfusore



**NOTA:** controllare le unità di misura dello strumento.  
Per informazioni complete, consultare il manuale d'uso dello strumento.

85701533 Rev. 03/17

## Impostazione iniziale dello strumento e collegamento al microinfusore MiniMed<sup>®</sup> 640G

### Ricaricare lo strumento

- 1 Rimuovere il cappuccio USB per accedere al connettore USB.



Lo strumento CONTOUR<sup>®</sup>NEXT LINK 2.4 ha una batteria ricaricabile.

Ricaricare lo strumento con il caricabatterie da parete\* o collegando il connettore USB a un computer. Assicurarsi che il computer sia acceso.

Lo strumento visualizza brevemente l'indicazione "Non eseguire il test - In carica" e la spia dell'apertura per l'inserimento della striscia reattiva lampeggia. **Non è possibile eseguire un test della glicemia durante la ricarica della batteria.**

Al termine della ricarica, la spia dell'apertura per l'inserimento della striscia reattiva si spegnerà. Scollegare lo strumento CONTOUR NEXT LINK 2.4 per eseguire il test.

### Scollegare lo strumento in carica prima di iniziare l'impostazione

- 2 Per iniziare l'impostazione, tenere premuto il tasto Menu per qualche secondo, fino a quando lo strumento si accenderà.



- 3 Scorrere verso il basso per selezionare la lingua desiderata. E premere OK.




Questo esempio di schermata mostra la selezione della lingua. L'ordine delle lingue può essere diverso a seconda del paese.


- 4 Premere OK se la lingua visualizzata è quella desiderata. Premere NO se la lingua visualizzata non è quella desiderata.

### Collegare al microinfusore

- 5 Collegare a un microinfusore MiniMed? Premere OK.




- 6 Premere OK.



- 7 Riporre lo strumento e prendere il microinfusore.

Premere qualsiasi tasto per visualizzare lo schermo, quindi premere il tasto Menu. Utilizzare il tasto freccia giù per scorrere le voci fino a **Utilità**. Premere il pulsante Seleziona.




Se lo schermo si spegne, premere un tasto qualsiasi per riaccenderlo.


- 8 Nel menu Utilità, utilizzare il tasto freccia giù per scorrere le voci fino a **Opzioni dispositivo**. Premere il pulsante Seleziona.



- 9 Nel menu Opzioni dispositivo, scorrere le voci fino a **Collega dispositivo**. Premere il pulsante Seleziona.



- 10 Posizionare lo strumento e il microinfusore vicini l'uno all'altro. Selezionare **Collegam. automatico** sul microinfusore.



Selezionare **Colleg. autom.** sullo strumento.




- 11 Consultare lo schermo del microinfusore, utilizzando il tasto freccia giù per scorrere le voci fino alla pagina successiva.

Utilizzare il tasto freccia giù per scorrere le voci fino a **Continua**. Premere il tasto Seleziona.



- 12 Posizionare lo strumento e il microinfusore vicini l'uno all'altro. Selezionare **Cerca** sul microinfusore.


Selezionare **Cerca** sullo strumento.



La ricerca potrebbe richiedere fino a 2 minuti.



- 13 Verificare che il n° dispositivo (numero di serie) sul **microinfusore** coincida con il n° dispositivo sullo **strumento**. Se coincidono, scorrere le voci fino a **Conferma** sul microinfusore. Premere il tasto Seleziona.




Quando il microinfusore si collega allo strumento, il numero di serie sullo schermo dello **strumento** verrà modificato. Il nuovo numero sarà il numero di serie del **microinfusore**.

- 14 Girare il microinfusore sul retro. Verificare che il numero di serie sul retro del **microinfusore** coincida con il numero di serie del microinfusore visualizzato sullo schermo dello **strumento**. Premere **Avanti**.




- 15 Selezionare **Sempre** e premere OK sulla schermata successiva.



- 16 Selezionare **Formato data**.




- 17 Premere OK. Nota: se l'ora e la data non sono corrette, occorre modificarle sul microinfusore.



- 18 Premere **Accetta** per selezionare **AutoLog disattivato**.

AutoLog permette di contrassegnare il risultato di un test come Digiuno, Pre pasto, Post pasto o Niente. Per ulteriori informazioni consultare il manuale d'uso dello strumento.



\*Il caricabatterie da parete non è incluso nel kit dello strumento. Contattare il Servizio Clienti per informazioni su come reperire un caricabatterie da parete. Per informazioni su come contattare il Servizio Clienti girare la pagina.

**19** Accettare o modificare gli avvisi di glicemia alta e bassa.

Lo strumento avverte con un segnale acustico quando la glicemia è superiore o inferiore agli avvisi impostati.



**20** Accettare o modificare l'intervallo prestabilito.

Il Target è l'intervallo personale per i risultati glicemici.



**NOTA:** gli avvisi devono essere impostati al di fuori degli intervalli prestabiliti. Gli intervalli prestabiliti devono essere impostati all'interno degli avvisi selezionati. Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Clienti. Le informazioni per contattare il Servizio Clienti sono riportate in fondo alla pagina.

**21** L'impostazione del sistema è ora completata e il sistema è pronto per eseguire un test della glicemia. Passare al punto 1 qui di seguito.

Impostazione completata. Inserire la striscia per eseguire il test.

## Materiali per l'esecuzione del test



Striscia reattiva  
CONTOUR®NEXT



Dispositivo di prelievo



Lancetta



Strumento per il monitoraggio della glicemia  
CONTOUR®NEXT LINK 2.4

## AVVERTENZE:


- Il dispositivo di prelievo è destinato all'uso da parte di un singolo paziente. Non deve essere utilizzato su più di una persona in quanto potrebbe comportare il rischio di infezioni.<sup>1,2</sup>
- Utilizzare una nuova lancetta ad ogni test, poiché non è più sterile dopo l'uso.
- Tutti i componenti di questo kit sono considerati a rischio biologico e possono potenzialmente trasmettere malattie infettive, anche dopo essere stati puliti.
- Lavarsi sempre le mani con acqua e sapone e asciugarle accuratamente prima e dopo l'esecuzione del test, l'uso dello strumento, del dispositivo di prelievo o delle strisce reattive.

Per istruzioni complete sulla pulizia dello strumento, consultare il manuale d'uso dello strumento.


## Come eseguire un test

### Prelevare la goccia di sangue

**1** Inserire la striscia reattiva ed aspettare che sullo schermo dello strumento venga visualizzata la schermata **ASPIRARE IL SANGUE**.



**2** Rimuovere il coprilancetta dal dispositivo di prelievo. Inserire saldamente la lancetta nel dispositivo di prelievo fino in fondo.




Le immagini del dispositivo di prelievo hanno soltanto finalità illustrative. Il dispositivo di prelievo in dotazione potrebbe essere diverso. Per istruzioni complete su come preparare il dispositivo di prelievo, consultare il relativo foglietto illustrativo.

**3** Riposizionare il coprilancetta. Ruotare il selettore del coprilancetta per regolare la profondità della puntura.




**4** Prelevare la goccia di sangue.



### Eseguire il test della glicemia

**5** Accostare la punta della striscia reattiva alla goccia di sangue. Se la prima goccia di sangue non dovesse essere sufficiente, lo strumento emetterà due segnali acustici e visualizzerà **CAMPIONE INSUFFICIENTE**. È possibile riapplicare il campione di sangue sulla stessa striscia reattiva entro 30 secondi.



**NOTA:** se AutoLog è attivato, si potrà scegliere di contrassegnare il risultato come **Digiuno**, **Pre pasto**, **Post pasto** o **Niente** prima che venga visualizzato il risultato. Se il risultato è superiore o inferiore agli avvisi di glicemia alta o bassa, questo verrà visualizzato senza dover effettuare una selezione nella schermata Autolog.

### Bibliografia

- 1 US Food and Drug Administration. Use of fingerstick devices on more than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens: initial communication. US Department of Health and Human Services; update 11/29/2010. <http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>
- 2 Centers for Disease Control and Prevention. CDC clinical reminder: use of fingerstick devices on more than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens. US Department of Health and Human Services; 8/23/2010. <http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html>

### Inviare i risultati al microinfusore MiniMed

**6** Se **Sempre** è stato selezionato in **Opzioni invio** durante l'impostazione, i risultati saranno inviati direttamente al microinfusore. Se **Conferma** è stato selezionato in **Opzioni invio** durante l'impostazione, si può scegliere se inviare il risultato al microinfusore dopo ogni test della glicemia.



Premere **Invia** o **No inviare**.

**ATTENZIONE:** controllare sempre lo schermo del microinfusore per assicurarsi che quello visualizzato coincida con il risultato della glicemia visualizzato sullo strumento.


### Bolo, Avisami e Note

**7** Selezionare **Bolo** per inviare un bolo al microinfusore. Selezionare **Avisami** per impostare un promemoria per il test successivo. Selezionare **Note** per aggiungere ulteriori informazioni al risultato.



### Verificare che il risultato sia stato inviato al microinfusore

**8** Prendere il microinfusore. Tenere premuto il tasto **Indietro** per tornare alla schermata iniziale. Il risultato della glicemia verrà visualizzato sullo schermo del microinfusore.



### Spegnere lo strumento

**9** Rimuovere la striscia reattiva; lo strumento si spegnerà entro 3 minuti. Oppure, tenere premuto il tasto **Menu** per spegnere lo strumento.



Per istruzioni complete, consultare il manuale d'uso di CONTOUR NEXT LINK 2.4, il foglietto illustrativo del dispositivo di prelievo e la guida per l'utente del microinfusore MiniMed.

Il Servizio Clienti Ascensia Diabetes Care è disponibile al numero: Tel. : 061 544 79 90

E-mail: [info@ascensia.ch](mailto:info@ascensia.ch)  
[www.ascensia-diabetes.ch](http://www.ascensia-diabetes.ch)  
[www.diabetes.ascensia.com](http://www.diabetes.ascensia.com)

Per informazioni sui brevetti e le relative licenze, visitare il sito: [www.patents.ascensia.com](http://www.patents.ascensia.com)

IVD Per uso diagnostico in vitro.

**ASCENSIA**  
Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care Holdings AG  
Peter Merian-Strasse 90  
4052 Basel, Switzerland

CE  
0088

Ascensia, il logo Ascensia Diabetes Care, Clinilog, Contour, Glucofacts e il logo No Coding (Codifica Automatica) sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Bolus Wizard, CareLink, Guardian, MiniMed e Paradigm sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Medtronic MiniMed, Inc.

**Medtronic**

© 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tutti i diritti riservati.