

Non dimentichi di cambiare le lancette!



- Con la puntura la lancetta diventa spuntata, causando dolori alla prossima puntura!
- La ferita non guarisce subito, se le lancette vengono usate più volte!
- Le lancette riutilizzate creano buchi nella pelle e danneggiano il tessuto e l'estremità dei nervi.
- Una volta utilizzata, la lancetta non è più sterile. Di conseguenza può causare infiammazioni e infezioni al prossimo prelievo di sangue!



**Per ogni prelievo si dovrebbe utilizzare una lancetta nuova!
Le lancette colorate MICROLET® aiutano a ricordarlo.**

Guida rapida per pungidito MICROLET®NEXT



Ascensia Diabetes Care Switzerland AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel
Hotline: 044 465 83 55
Fax: 044 465 82 82
E-mail: info@ascensia.ch
www.ascensia-diabetes.ch

