

Scegli CONTOUR®NEXT:



Monitoraggio in **tre semplici passaggi**³



Prendi decisioni terapeutiche affidabili, con il supporto di **smartLIGHT**^{1,4}



Evita di ripetere la puntura¹⁰ e riduci al minimo gli sprechi di strisce con **Second-Chance® sampling**¹⁰



Goditi la tranquillità che ti offre un glucometro **altamente accurato**^{*1,2}



Ottieni informazioni preziose tramite l'app **CONTOUR®DIABETES**^{**}



Condividi facilmente i tuoi valori con il tuo medico in tempo reale tramite il portale **GlucoContro.online**[#]

Trovo difficile capire i numeri sullo schermo del glucometro.

Oltre alla visualizzazione dei valori glicemici sul grande display, smartLIGHT® indica i valori in 3 diversi colori per una migliore interpretazione.



www.ascensia-diabetes.ch



Per ulteriori informazioni, rivolgiti al team del Servizio Clienti di Ascensia Diabetes Care: **+41 61 544 79 90** (Lu-Ve, ore 9-12 / 13-17)

*Consulta il Manuale d'uso di CONTOUR®NEXT

† Un'analisi ad hoc ha dimostrato che il 95% dei risultati rientrava nell'intervallo di errore $\pm 0,3$ mmol/L o $\pm 5,3\%$ dei valori di riferimento del laboratorio (HK) per le concentrazioni di glucosio $< 5,5$ mmol/L o $\geq 5,5$ mmol/L rispettivamente.

** Su un dispositivo Android o iOS compatibile. Per un elenco completo dei dispositivi compatibili, visita il sito compatibility.contourone.com.

SdNCenter è il produttore e sviluppatore legale di GlucoContro.online e collabora con Ascensia per commercializzare e fornire lo strumento agli operatori sanitari e alle persone con diabete.

Riferimenti: 1. Pleus S et al (2022) User Performance Evaluation and System Accuracy Assessment of Four Blood Glucose Monitoring Systems With Color Coding of Measurement Results. J Diab Sci and Technol;1-9. 2. International Organization for Standardization. In vitro diagnostic test systems – requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus (ISO 15197). International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2013. 3. CONTOUR®NEXT BGMS User Guide, Rev. 07/21. 4. Al Hayek A, et al. Patient Satisfaction and Clinical Efficacy of Novel Blood Glucose Meters Featuring Color Range Indicators in Patients With Type 2 Diabetes: A Prospective Study. Cureus 12(10): e11195. DOI 10.7759/cureus.11195. 5. Eichenlaub M et al (2023) Impact of Blood Glucose Monitoring System Accuracy on Clinical Decision Making for Diabetes Management. J Diab Sci Technol ;1-7 17 (3) 683-689 6. Richardson J et al (2021) Impact of CONTOUR®PLUS ELITE Blood glucose monitoring system on bolus insulin dosing and blood glucose results variance. ePoster presented at the 14th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD) 2-5 June. 7. Breton MD et al.. Impact of blood glucose self-monitoring errors on glucose variability, risk for hypoglycemia, and average glucose control in type 1 diabetes: an in silico study. J Diab Sci Technol;4(3):562-570. 8. Boettcher C et al (2015) Accuracy of Blood Glucose Meters for Self-Monitoring Affects Glucose Control and Hypoglycemia Rate in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes. Diab Technol & Therap;17(4) <http://doi.org/10.1089/dia.2014.0262>. 9. Boye K.S et al (2022) Adv Ther 39:2208-2221. doi: 10.1007/s12325-022-02106-4. 10. Richardson J et al (2020) Clinical Relevance of Reapplication of Blood Samples During Blood Glucose Testing. Poster presented at the Diabetes Technology Meeting (DTM). November 12-15

Leggere sempre le istruzioni per l'uso.

Ascensia, il logo Ascensia Diabetes Care, Contour, smartLIGHT e Second-Chance sono marchi e/o marchi registrati di Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© Copyright 2024. Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tutti i diritti riservati.

Data di preparazione: Ottobre 2024.

Code: 92001274 10/24

Contour
Evolving with you



Semplifica la gestione del diabete. Scegli CONTOUR®NEXT


ASCENSIA
Diabetes Care

Scegli CONTOUR®NEXT: altamente accurato*^{†1,2} e facile da usare³

CONTOUR®NEXT è pronto all'uso



Non richiede alcuna impostazione iniziale, è facile da imparare e da usare



Per istruzioni e informazioni sulla sicurezza complete, consultare sempre il manuale d'uso.

Prendi decisioni terapeutiche con fiducia^{1,4}

La funzione smartLIGHT® di CONTOUR®NEXT indica chiaramente se i valori sono sopra, sotto o nell'intervallo Target.



Evita ripetute punture¹⁰ e riduci al minimo lo spreco di strisce reattive¹⁰

La funzione Second-Chance® sampling di CONTOUR®NEXT

indica sul display un conto alla rovescia di 60 secondi entro cui è possibile applicare altro sangue sulla stessa striscia reattiva.



Second-Chance® sampling



Alcuni giorni devo utilizzare più strisce perché non riesco a ottenere abbastanza sangue per la misurazione.

Quando ciò accade, la funzione Second-Chance® sampling del glucometro CONTOUR®NEXT fornisce 60 secondi per applicare altro sangue.

Goditi la tranquillità che ti offre un glucometro altamente accurato*^{†1,2}

L'autocontrollo con un glucometro accurato come CONTOUR®NEXT è importante per:

- prendere decisioni terapeutiche ad esempio sul dosaggio dell'insulina^{5,6}
- ridurre il rischio di ipoglicemia⁷
- migliorare l'HbA1c⁸ e ridurre le complicanze a lungo termine⁹

A volte ho paura che i miei calcoli sulla dose di insulina possano provocare un'ipoglicemia.

L'accuratezza di misurazione del glucometro CONTOUR®NEXT*^{†1,2} supporta il calcolo della dose di insulina, con conseguente riduzione degli eventi di ipoglicemia.



*I requisiti di accuratezza minimi secondo ISO 15197:2013 Sezione 6.3 richiedono che il 95% dei valori misurati sia compreso entro $\pm 0,83$ mmol/L per concentrazioni di glucosio $< 5,55$ mmol/L o entro $\pm 15\%$ per concentrazioni di glucosio $\geq 5,55$ mmol/L del metodo di riferimento.
[†] Un'analisi ad hoc ha dimostrato che il 95% dei risultati rientrava nell'intervallo di errore $\pm 0,3$ mmol/L o $\pm 5,3\%$ dei valori di riferimento del laboratorio (HK) per concentrazioni di glucosio $< 5,55$ mmol/L o $\geq 5,55$ mmol/L, rispettivamente.