




Microlet®Next Stechhilfe / Autopiqueur Microlet®Next / Dispositivo pungidito Microlet®Next



Zur Verwendung zusammen mit Einweg-Lanzetten für die Entnahme von Kapillarblut vorgesehen. • Conçu pour le prélèvement de sang capillaire, à utiliser avec des lancettes jetables. • Progettato per il prelievo di sangue capillare, da utilizzare con le lancette monouso.



**WARNUNG:** Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Diese Packung enthält Kleinteile, die bei versehentlichem Verschlucken zum Ersticken führen könnten. • **ATTENTION:** Tenir hors de portée des enfants. Ce produit contient de petites pièces, susceptibles de provoquer un étouffement si elles sont accidentellement avalées. • **AVVERTENZA:** Tenere lontano dalla portata dei bambini. Questa confezione contiene componenti di piccole dimensioni che potrebbero accidentalmente essere ingerite e provocare soffocamento.

Die Microlet®Next Stechhilfe wird zusammen mit kompatiblen Lanzetten verwendet, um Kapillarblut zur Blutzuckermessung aus der Fingerbeere oder dem Handballen zu gewinnen. Die Microlet®Next Stechhilfe ist für den Gebrauch an nur einem Patienten bestimmt. Die Stechhilfe ist nicht für Neugeborene vorgesehen. • L'autopiqueur Microlet®Next est utilisé avec des lancettes compatibles pour le prélèvement de sang capillaire au bout du doigt ou dans la paume de la main pour tester la glycémie. L'autopiqueur Microlet®Next est destiné à être utilisé par un seul patient. L'autopiqueur n'est pas destiné à être utilisé chez le nouveau-né. • Il dispositivo pungidito Microlet®Next serve a prelevare il sangue capillare dal polpastrello o dal palmo della mano per eseguire il test della glicemia con lancette compatibili. Il dispositivo pungidito Microlet®Next è destinato all'uso da parte di un singolo paziente. Il dispositivo pungidito non è destinato ai neonati.

Neuartiges Entfernen der Lanzette reduziert das Verletzungsrisiko beim Entsorgen von gebrauchten Lanzetten. • La fonction Ejection de la lancette réduit les risques de blessures lors de l'élimination des lancettes usagées. • Il meccanismo di rimozione della lancetta riduce il rischio di lesioni al momento dello smaltimento delle lancette.

Weitere Informationen finden Sie in der Packungsbeilage. • Se reporter à la notice contenue à l'intérieur pour obtenir des informations complètes. • Per la procedura completa, fare riferimento al foglietto illustrativo all'interno della confezione.

© 2023 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle Rechte vorbehalten. • Tous droits réservés. • Tutti i diritti riservati. Ascensia, das Ascensia Diabetes Care-Logo und Microlet sind Marken und/oder eingetragene Marken der Ascensia Diabetes Care Holdings AG. • Ascensia, le logo Ascensia Diabetes Care et Microlet sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG. • Ascensia, il logo Ascensia Diabetes Care e Microlet sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG  
Peter Merian-Strasse 90  
4052 Basel, Switzerland

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.  
Via Varesina, 162  
20156 Milano, Italy



www.diabetes.ascensia.com

Hergestellt in Polen.  
Fabriqué en Pologne.  
Prodotto in Polonia.

90011569 Rev. 08/23  
6741

# Microlet® next

Stechhilfe • Autopiqueur  
• Dispositivo pungidito

Einfaches, sanftes Testen  
Se tester facilement et en douceur  
Test semplice e confortevole

5 deutlich gekennzeichnete,  
verstellbare Einstichtiefen  
5 réglages clairs et explicites de  
la profondeur de prélèvement  
5 diversi livelli di profondità

Verschlusskappe mit  
Sicherheitsverriegelung  
Embase sécurisée avec  
système de verrouillage  
Coprilancetta con chiusura  
di sicurezza

Einfacher Lanzettenauswurf  
Éjection simple de la lancette  
Facile espulsione della lancetta



1 SET • KIT • KIT

- DE** Zur Verwendung mit den sanften, silikonbeschichteten Microlet® Lanzetten.
- FR** À utiliser avec les lancettes MICROLET® au revêtement doux en silicone.
- IT** Da usare con le lancette MICROLET® rivestite in silicone.

REF 85450190

1 MICROLET®NEXT  
Stechhilfe  
5 MICROLET® Lanzetten  
(steril), silikonbeschichtet

1 autopiqueur  
MICROLET® NEXT  
5 lancettes stériles  
MICROLET® douces  
siliconées

1 dispositivo pungidito  
MICROLET®NEXT  
5 lancette sterili  
MICROLET®, rivestite in  
silicone

MICROLET® Lanzette/  
Lancette MICROLET®/  
Lancetta MICROLET®

