


Nicht vergessen: Lanzette wechseln!



NEUE LANZETTE



EINMAL VERWENDET



VIERMAL VERWENDET



ZEHNMAL VERWENDET

- Beim Stechen wird die Lanzette stumpf und verursacht beim nächsten Stechen Schmerzen!
- Die Einstichwunde heilt schlechter ab, wenn Lanzetten mehrfach benutzt werden!
- Wiederverwendete Lanzetten reißen Löcher in die Haut und schädigen das Gewebe und die Nervenenden!
- Nach der ersten Benutzung ist die Lanzette nicht mehr steril und kann bei der nächsten Blutentnahme Entzündungen und Infektionen hervorrufen!



Microlet[®]
next Lancing Device



Bei jeder Blutgewinnung sollte eine neue Lanzette verwendet werden! Die bunten MICROLET[®] Lanzetten helfen, daran zu denken.

Kurz-Anleitung zu Ihrer MICROLET®NEXT-Stechhilfe:



Ascensia Diabetes Care Switzerland AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel
Tel.: +41 61 544 79 90
Fax: +41 61 568 43 61
E-mail: info@ascensia.ch
www.ascensia-diabetes.ch