


Ne pas oublier de changer les lancettes!



NOUVELLE



UTILISÉE UNE SEULE FOIS



UTILISÉE QUATRE FOIS



UTILISÉE DIX FOIS

- À l'usage, les lancettes s'émousent
- Leur usage répété peut occasionner des douleurs
- Les plaies causées par la piqûre peuvent avoir plus de mal à cicatriser
- Les lancettes réutilisées percent la peau et endommagent les tissus et les terminaisons nerveuses
- Une fois utilisée, une lancette n'est plus stérile, ce qui peut entraîner des infections et des inflammations



Microlet
next Lancing Device



**A chaque prélèvement de sang,
il faut utiliser une nouvelle lancette!**

Les lancettes colorées MICROLET® aident le patient à y penser.

Court mode d'emploi pour votre autopiqueur MICROLET®NEXT



Ascensia Diabetes Care Switzerland AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel
Tel.: +41 61 544 79 90
Fax: +41 61 568 43 61
E-mail: info@ascensia.ch
www.ascensia-diabetes.ch


ASCENSIA
Diabetes Care